



Ergonomisch werken met Simple Up Phlebo !

- **Bij veneuze insufficiëntie onderzoeken** brengt u met de Simple Up Phlebo de patiënt moeiteloos op de ideale werkhoogte.
- Met de Simple-Up Phlebo kunt u zelf in een **ergonomische** houding werken en kan de patiënt een stuk **comfortabeler** staan.
- Het Duplex team van St. Anna Ziekenhuis in Geldrop was de partner bij de ontwikkeling van dit mooie hulpmiddel

Veiligheid voorop!

- ✓ Robuuste vasthoudbeugel
- ✓ Verstelbare zitsteun
- ✓ Lage opstap
- ✓ Traploos verstelbaar
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ **Daalt 40 cm in 9 sec.**
- ✓ Sterke veiligheidsbalg
- ✓ Verrijdbaar
- ✓ Zet zichzelf vast bij heffen
- ✓ Simpele bediening
- ✓ Max. hefvermogen 200 kg
- ✓ **Ruimtebesparend!**
- ✓ **Geschikt voor links- en rechtshandig onderzoek**



Specificaties:

Afmetingen	130x 52x130 cm
Stavlak	74x47 cm
Opstaphoogte	13 cm
Hefhoogte	60 cm max.
Hefsnelheid	46 mm p/sec.
Verplaatsing	4 gelagerde wielen
Bediening	2 druktoetsen
Hefstysteem	24V
Hefvermogen	200 kg
Eigen gewicht	90 kg
Netspanning	230V/50Hz
Sta-oppervlak	rubber anti-slipmat
Bescherming	rondom harmonicabalg

Zie ommezijde voor de toepassing

Medisch Hulpmiddel Klasse 1
Reg.: NL-CA002-2012-25320



Melius Pro B.V.
Hamersveldseweg 135a
NL – 3833 GN LEUSDEN
Tel.: 0681 463 556
E-mail: info@meliuspro.com
www.meliuspro.com





Ergonomisch werken met Simple Up Phlebo !



Opstelling in de praktijk



Plaatsen rapid cuff-inflator



Onderzoek met rechte rug bij lage stand



Onderzoek met rechte rug bij hoge stand



Rechtshandig onderzoek



Linkshandig onderzoek

Opnamen gemaakt met medewerking van het Duplex Team in het St. Anna Ziekenhuis Geldrop